

WORKSAFE


Disposable Latex Gloves

CE Category I For minimal risks only

Version Jun 2015

SE Användarinformation för handskar
DK Brugeroplysninger for handsker
NO Brukerinformasjon for handsker
GB User Information for gloves
FI Käyttäjän käsineet

PL Informacja o użytkowniku rękawic
DE Benutzer-Info über Handschuhe
ET Kasutaja Info kindad
FR Informations d'utilisation des gants
ES Información del usuario guantes

Art. No.	Model	Sizes	Standard package	
40550450	WORKSAFE Gripex Pre-powdered	6, 7, 8, 9, 10	1/10	SATRA
40550453	WORKSAFE Gripex Premium Powder free	6, 7, 8, 9, 10	1/10	SATRA



*These gloves are approved for use with foodstuffs by:

SATRA Technology Centre Ltd. Wyndham Way, Telford Way, Kettering Northants NN16 8SD, United Kingdom

For further information please contact:

Procurator AB, P.O. Box 9504, SE-200 39 Malmö, Sweden

SE +46 (0)10 60 40 000

NO +47 481 122 22

DK +45 761 150 00

FI +358 (0) 207 768 501

www.procurator.net

SE

EN455-1:2001 Engångshandskar för sjukvård - Del 1: Krav samt provning av hållförekost.

AQL= Acceptabel kvalitetsnivå som anger andelen otåta handskar per producerad volym (eller kvantitet).

EN455-2:2009+A1:2011 Engångshandskar för sjukvård - Del 2:Krav på och provning av fysikaliska egenskaper.

EN455-3:2006 Engångshandskar för sjukvård - Del 3:Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering.

EN455-4:2009 Engångshandskar för sjukvård - Del 4:Krav på och provningsmetoder för lagringsegenskaper.



Handsken är i överensstämmelse med EG-förordningarna 1935/2004. *Dessa handskar är livsmedelsgodkända. Livsmedelsgodkännandet garanterar inte säker hantering av alla typer av livsmedel då migrationsrisk mellan material och livsmedel i vissa fall föreligger. Vänligen läs Procurators EG-försäkran för mer detaljerad information.

Handsken är inordnad i kategori I, för minimala risker och överensstämmelse med bestämmelserna i direktiv 89/686/EEG avseende personliga skyddsutrustningar. Handsken överensstämmer med EN 420 Allmänna fordringar för handskar. Handsken är avsedd för hantering av livsmedel och rengöring samt för att skydda händerna mot smuts, lindrig risk /eller skydda produkt/person från användaren. Före användning kontrollera att handsken passar för avsedd arbetsuppgift. Förvara oanvända handskar i originalförpackning. Förvaring i svalt och mörkt utrymme. Vid rätt förvaring är handskens hållbarhet med oförändrade produkttegenskaper enligt utgångsdatumet som står på förpackningen. Nya handskar bör noggrant kontrolleras så att de är fria från skador innan användandet. Vid tecken på skador ska produkten omedelbart kasseras. Engångshandske ska kasseras efter användning. Använda handskar bör tas om hand enligt riks- eller regionala föreskrifter på kontrollerade industriella avfallsupplag. Latexprodukter kan i vissa fall framkalla allergi. Om hudirritation skulle uppstå, tvätta utsatt område med mild tvål och vatten. Uppsök läkare om irritationen kvarstår. Informationen i detta skyddsinformationsblad om säkerhet är baserad på vår nuvarande kunskap. Tillskott av ytterligare information kan innebära ändringar i delar eller hela faktabladet.

DK

EN 455-1:2001 Medicinske engangshandsker – Del 1: Krav til og prøvning af tæthed.

***AQL = Acceptabelt kvalitetsniveau, som angiver procentdelen af utættede handsker pr. produktionsserie (eller antal).

EN 455-2:2009+A1:2011 Medicinske engangshandsker – Del 2: Krav til og prøvning af fysiske egenskaber.

EN 455-3:2006: Medicinske engangshandsker – Del 3: Krav og prøvning til biologisk evaluering.

EN 455-4:2009: Medicinske engangshandsker – Del 4: Krav og prøvning til lagringsholdbarhed.



Handsken stemmer overens med EF-direktiverne 1935/2004. *Disse handsker er levnedsmiddelgodkendt. Levnedsmiddelgodkendelsen garanterer ikke sikker håndtering af alle former for levnedsmidler, da der i visse tilfælde foreligger migrationsrisiko mellem materiale og levnedsmiddel. Venligst læs Procurators overensstemmelseserklæring, for mere detaljeret information.

Handsken tilhører kategori I, lavrisiko og overholder bestemmelserne i direktiv 89/686/EEG vedrørende personlige værnemidler. Handsken overholder bestemmelserne i EN 420 Generelle krav til handsker. Handsken er beregnet til håndtering af levnedsmidler og rengøring samt til beskyttelse af hænderne imod snavs, lille risiko og/eller beskyttelse af produkter/personer imod brugeren. Før anvendelse skal det kontrolleres, at handsken egner sig til den pågældende arbejdsopgave. Ubrugte handsker skal opbevares i originalemballagen. Opbevares mørkt og køligt. Ved korrekt opbevaring er handskens holdbarhed, med uændrede produkttegenskaber, som det fremgår af holdbarhedsdatoen på pakningen. Nye handsker bør kontrolleres omhyggeligt, så de er ubeskadigede før brug. Ved tegn på beskadigelse skal produktet kasseres med det samme. Engangshandske skal

kasseres efter anvendelsen. Brugte handsker bør behandles i henhold til nationale eller regionale forskrifter for kontrollerede, industrielle affaldsdepoter. Latexprodukter kan i visse tilfælde fremkalde allergi. Hvis der skulle opstå hudirritation, vaskes det udsatte område med mild sæbe og vand. Søg læge, hvis irritationen varer ved. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden. Fremkomst af yderligere oplysninger kan medføre ændringer i hele eller dele af databladet..

NO

EN455-1:2001 Medisinske hansker til engangsbruk - del 1: Krav til og test av at hanskene er uten hull.

***AQL= Acceptable quality level (akseptabelt kvalitetsnivå) som angir prosentandelen hansker med lekkasje per produksjonskjøring (eller kvantum).

EN455-2:2009+A1:2011 Medisinske hansker til engangsbruk - del 2: Krav til og test av fysiske egenskaper.

EN455-3:2006: Medisinske hansker til engangsbruk - del 3: Krav til og test av biologisk vurdering.

EN455-4:2009: Medisinske hansker til engangsbruk - del 4: Krav til og test av bestemmelse av varighet.



Hansken samsvarer med EG-forskriftene 1935/2004. *Disse hanskene er næringsmiddelgodkjente. Næringsmiddelgodkjenningen garanterer ikke trygg håndtering av alle typer næringsmidler, siden migrasjonsrisiko mellom materiale og næringsmiddel forekommer i enkelte tilfeller. Vennligst les Procurators EF for mer detaljert informasjon.

Hansken er klassifisert i kategori I, for minimal risiko og samsvarer med bestemmelsene i direktiv 89/686/EEG om personlig verneutstyr. Hansken samsvarer med EN 420 Generelle krav til hansker. Hansken er beregnet for håndtering av næringsmidler og til rengjøring, samt for å beskytte hendene mot smuss, liten risiko og/eller beskytte produkt/person mot brukeren. Før bruk må du kontrollere at hansken passer til den aktuelle arbeidsoppgaven. Oppbevar ubrukte hansker i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Ved riktig oppbevaring er hanskens holdbarhet med uforandrede produkttegenskaper som angitt av utløpsdatoen på emballasjen. Nye handsker bør kontrolleres nøye, slik at de er frie for skader før bruk. Ved tegn på skader skal produktet kasseres umiddelbart. Engangshanske skal kasseres etter bruk. Brukte handsker må håndteres i henhold til nasjonale eller regionale forskrifter for industriavfall. Lateksprodukter kan i enkelte tilfeller fremkalle allergi. Hvis hudirritasjon skulle oppstå, vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Informasjonen i dette verneinformasjonsbladet om sikkerhet er basert på vår nåværende kunnskap. Tillegg av ytterligere informasjon kan medføre endringer i hele databladet eller deler av det.

GB

EN455-1:2001 Medical gloves for single use - Part 1:Requirement and testing for freedom from holes.

***AQL= Acceptable quality level that indicates the percentage of leaky gloves per production run (or quantity).

EN455-2:2009+A1:2011 Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties.

EN455-3:2006: Medical glove for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation.

EN455-4:2009: Medical glove for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination.



The glove is in compliance with the EC1935/2004. *These gloves are approved for use with foodstuffs. Food approval does not guarantee safe handling of all types of foods as there may be a risk of migration between the material and the food in certain cases. Please read Procurator's EC declaration of conformity for more detailed information.

The glove is graded under category I, for minimal risks and comply with the regulations of Directive 89/686/EEC on personal protective equipment. The glove is in compliance with EN 420 General requirements for gloves. The glove is intended for handling foodstuffs and cleaning, and to protect hands from dirt, slight risk and/or protect products/persons from the user. Before using check that the glove suits the work task intended.

Keep unused gloves in the original packaging. To be stored in a cool dark room. With proper storage the gloves have a shelf-life with unchanged product attributes according to the expiry date on the package. New gloves should be checked carefully to make sure that they are damage-free before being used. If there are signs of damage to the product, discard it immediately. Disposable glove must be discarded after use. Used gloves should be disposed of in accordance with the regulations of national or regional controlled industrial waste deposits. Latex products can give rise to allergies in certain cases. If irritation of the skin should occur, wash the affected area with mild soap and water. Seek medical attention if the irritation persists. The information in this safety information pamphlet is based on our current knowledge. Additional information may entail changes to parts of the data sheet, or to its entirety.

FI

EN455-1:2001 Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset käsineet - Osa 1: Reiättömyyttä koskevat vaatimukset ja testaaminen.
***AQL = Hyväksyttävä laatuaste, joka ilmaisee vuotavien käsineiden prosentuaalisen osuuden tuotantoerää (tai määrää) kohti.
EN455-2:2009+A1:2011 Kertakäyttöiset lääketieteelliset hansikkaat - Osa 2: Fysikaalisten ominaisuuksien vaatimukset ja testit.
EN455-3:2006: Kertakäyttöiset käsineet lääketieteelliseen käyttöön - Osa 3: Biologisen arvioinnin vaatimukset ja testaus.
EN455-4:2009: Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset käsineet - Osa 4: Vaatimukset ja testit säilymisajan määrittämiseksi.



Käsine täyttää EY-asetusten 1935/2004.

*Hyväksynyt nämä käsineet käytettäväksi elintarvikkeiden käsittelyssä. Elintarvikkehävyksyntä ei takaa kaikkien elintarviketyppien turvallista käsittelyä, koska joissakin tapauksissa materiaalin ja elintarvikkeiden välillä on olemassa migraatoriski. Kysy luterika Procurators EY tarkempia tietoja tietyistä tuotteista.

Käsine lasketaan luokkaan I, minimiriskit ja ovat henkilösuojaimia koskevan direktiivin 89/686/EY. Käsine noudattavat standardia EN 420, Käsineiden yleiset vaatimukset. Käsine on tarkoitettu elintarvikkeiden käsittelyyn ja puhdistukseen sekä suojaamaan käsiä liialta, vähäinen vaara jät tai suojaamaan tuotetta bakteereilta tai terveydenhuollossa suojaamaan sekä potilasta että henkilöstöä. Tarkista ennen käyttöä, että käsine sopii aiottuun työtehtävään. Säilytä käyttämättömiä käsineitä alkuperäispakkauksessa. Säilytetään viileässä ja pimeässä. Oikein säilytettynä käsineen tuoteominaisuudet pysyvät muuttumattomina pakkaukseen merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään asti. Uusien käsineiden kohdalla on aina ennen käyttöä tarkistettava huolellisesti, ettei niissä ole vaurioita. Jos tuotteessa on merkkejä vaurioista, se on heti hävitettävä. Kertakäyttöinen on hävitettävä käytön jälkeen. Käytetyt käsineet on hävitettävä valvottuja teollisuusjätteitä koskevien valtakunnallisten tai paikallisten sääntöjen mukaan. Lateksituotteet voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa allergiaa. Jos ihoärsytystä ilmenee, pese vaikutusalue vedellä ja miedolla saippualla. Jos ärsytys jatkuu, käänny lääkärin puoleen. Tämän turvallisuustiedotteen tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Tietojen päivitykset voivat käsittää muutoksia tiedotteen osiin tai koko tiedotteeseen.

PL

EN455-1:2001 Rękawice medyczne jednorazowego użytku – Część 1: Wymagania i badania na nieobecność drożdży.

***AQL= dopuszczalny poziom jakości oznacza procent wadliwych rękawic na cykl produkcyjny (lub ilość).

EN455-2:2009+A1:2011 Rękawice medyczne jednorazowego użytku – Część 2: Wymagania i badania właściwości fizycznych.

EN455-3:2006: Rękawice medyczne jednorazowego użytku – Część 3: Wymagania i badania stanu biologicznego.

EN455-4:2009: Rękawice medyczne jednorazowego użytku – Część 4: Wymagania i badania dla określenia przydatności do spożycia.



Rękawica spełnia wymagania dyrektyw WE1935/2004. *Rękawice są zatwierdzone przez firmę zastosowania w kontakcie z żywnością. Dopuszczenie do użycia przy produktach spożywczych nie gwarantuje bezpiecznej pracy z wszystkimi rodzajami żywności ze względu na występujące w niektórych przypadkach ryzyko migracji pomiędzy materiałem a żywnością. Proszę Procurator AB lub czytać prokuratorów WE zgłoszenie o bardziej szczegółowe informacje.

Rękawic jest sklasyfikowany do kategorii I, dla minimalnego ryzyka i są zgodne z przepisami Dyrektywy 89/686/EEC, dotyczącej środków ochrony osobistej oraz przepisami rozporządzenia. Rękawice są zgodne z EN 420 Rękawice ochronne. Wymagania ogólne. Rękawice są przeznaczone do obsługi żywności i sprzątania oraz do ochrony rąk przed zanieczyszczeniem, niewielkim ryzykiem i/lub ochrony produktów/osób przed użytkownikami. Przed użyciem upewnij się, że rękawice są odpowiednie do wykonywanej pracy. Nieużywane rękawice należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Rękawice mogą być przechowywane w odpowiednich warunkach bez utraty swoich właściwości, zgodnie z datą ważności umieszczoną na opakowaniu. Nowe rękawice powinny być dokładnie kontrolowane przed użyciem. Jeżeli występują oznaki uszkodzenia produktu, należy go od razu wyrzucić. Rękawica należy po użyciu wyrzucić. Zużyte rękawice powinny być usunięte zgodnie ze stosownymi przepisami krajowymi lub regionalnymi dotyczącymi kontrolowane wysypiska odpadów przemysłowych. Produkty wykonane z lateksu mogą u niektórych osób wywoływać alergię. Jeżeli pojawi się podrażnienie skóry, umyć je roztworem delikatnego mydła i wody. Jeżeli podrażnienie będzie się utrzymywać, skonsultować się z lekarzem. Informacje dot. bezpieczeństwa zawarte w tej broszurze są oparte na aktualnej wiedzy. Dodatkowa informacja może pomócą za sobą zmiany części lub całości arkusza danych.

DE

EN 455-1:2001 Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch – Teil 1: Anforderungen und Prüfung auf Dichtheit.

***AQL= Acceptable Quality Level (dt. annehmbare Qualitätsgrenze) – gibt den Prozentsatz undichter Handschuhe pro Fertigungslauf (oder Menge) an.

EN 455-2:2009+A1:2011 Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch – Teil 2: Anforderungen und Prüfen der physikalischen Eigenschaften.

EN 455-3:2006: Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch – Teil 3: Anforderungen und Prüfung für die biologische Bewertung.

EN 455-4:2009: Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch – Teil 4: Anforderungen und Prüfung zur Bestimmung der Mindesthaltbarkeit.



Der Handschuh erfüllt die EG-Verordnungen 1935/2004. *Lebensmitteleignung geprüft. Die Lebensmittelzulassung garantiert keine sichere Handhabung aller Arten von Lebensmitteln, da in bestimmten Fällen ein Migrationsrisiko zwischen Material und Lebensmittel besteht. Bitte lesen Procurator EG-Erklärung für detailliertere Informationen.

Der Handschuh fällt unter die Kategorie I für minimale Risiken und entsprechen den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG zu persönlicher Schutzausrüstung. Der Handschuh entsprechen der EN420 Allgemeine Anforderungen an Handschuhe. Der Handschuh können für den Umgang mit Lebensmitteln, für Reinigungsarbeiten sowie zum Schutz der Hände vor Verschmutzungen und, geringes Risiko/oder zum Schutz von Produkten/Personen vor dem Träger verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe für die vorgesehene Arbeit geeignet sind, bevor Sie sie verwenden. Bewahren Sie unbenutzte Handschuhe in ihrer Originalverpackung auf. An einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren. Bei richtiger Aufbewahrung halten die Handschuhe mit unveränderten Produkteigenschaften bis zum Verfallsdatum auf der Verpackung. Neue verwendete Handschuhe sollten vor der Verwendung auf Beschädigungen kontrolliert werden. Bei Anzeichen von Beschädigungen muss das Produkt sofort entsorgt werden. Einweghandschuhe ist nach Gebrauch zu entsorgen. Gebrauchte Handschuhe sollten entsprechend nationaler und regionaler Vorschriften zu Industrieabfällen behandelt werden. Latexprodukte können in einigen Fällen Allergien auslösen. Wenn Hautreizungen auftreten sollten, waschen Sie die betroffene Stelle mit milder Seife und Wasser. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn die Reizung anhält. Die Informationen in diesem Schutzinformationsblatt zur Sicherheit basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand. Neue Erkenntnisse können zu teilweisen oder ganzen Änderungen des Informationsblattes führen.

ET

EN 455-1:2001. Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 1: Nõuded akude puudumisele ja selle katsetamine.

*** Nõuetekohane kvaliteetitase (AQL) tähistab defektsete kindaste protsenti (või arvu) ühe tootmistaski kaigus.

EN 455-2:2009+A1:2011. Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 2: Nõuded füüsilikele omadustele ja katsetamine.

EN 455-3:2006. Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 3: Nõuded ja katsetamine bioloogiliseks hindamiseks.

EN 455-4:2009. Ühekordselt kasutatavad meditsiinilised kindad. Osa 4: Säilivusaja määramise nõud ja katsetamine.



Kinnas vastab määruste (EÜ) nr 1935/2004.

*Need kindad poold toiduainete käitlemiseks heaks kiidetud. Toote sobivus toiduainete käitlemiseks ei garanteeri igat tüüpi toiduainete ohutut käitlemist, kuna teatud juhtudel esineb materjali ja toiduainete vahel koostisosade eraldumise. Palun lugege Procurator EÜ vastavusdeklaratsiooni.

Kinnas on klassifitseeritud kategooriasse I kasutamiseks minimaalse ohu korral ning vastavad isikukaitselahendeks käsitleva direktiiviga 89/686/EMÜ sätestatud nõuetele. Kinnas vastavad standardi EN 420 (Üldnõuded kaitseskinna) nõuetele. Kinnas on mõeldud toiduainete käitlemiseks ja puhastustöödeks, samuti käte kaitsmiseks mustuse eest ja/või toodete/isikute kaitsmiseks kasutaja eest. Enne kasutamist kontrollida kinnaste sobivust plaanitud tööülesandega. Kasutamata kindaid hoida originaalpakendis. Hoida jahedas ja pimedas kohas. Korralikes hoiutingimustes vastab kinnaste säilivusaeg pakendil märgitud aegumiskupäevale, enne mida toote omadused ei muutu. Enne kasutamist tuleb uued kindad põhjalikult üle kontrollida veendumaks, et need ei ole viiga saanud. Kui tootel esineb märke kahjustustest, kõrvaldage see viivitamatult kasutusest. Ühekordselt kasutatavad tooted tuleb pärast kasutamist kõrvaldada. Kasutatud kindad tuleb käidelda kooskõlas riiklike või kohalike õigusaktidega tööstusjäätmete käitlemise kohta. Teatud juhtudel võivad latekstooted esile kutsuda allergiat. Kui tekib nahaärritus, pesta ärritatud kohta õrnatoimelise seebi ja veega. Kui ärritus ei kao, võtta ühendust arstiga. Sellel teabelehel sisalduv info põhineb meie hetketeadmistel. Lisateave võib põhjustada muutusi andmelehe osades või kogu andmelehel.

FR

EN455-1:2001 Gants médicaux non réutilisables - Partie 1: Détection des trous - Prescriptions et essais.

***AQL = Acceptable quality level (niveau de qualité acceptable), indiquant le pourcentage de gants perforés par lot de production (ou quantité).

EN455-2:2009+A1:2011 Gants médicaux non réutilisables - Partie 2: Propriétés physiques: Exigences et essais.

EN455-3:2006 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 3: Exigences et essais pour évaluation biologique.

EN455-4:2009 : Gants médicaux non réutilisables - Partie 4: Exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation.



Le gant est conforme aux réglementations CE 1935/2004. *Ces gants sont homologués pour la manipulation de denrées alimentaires. Le certificat d'innocuité ne garantit pas la manipulation sûre de tous les types d'aliments car il existe dans certains cas un risque de migration entre le matériau et la nourriture. S'il vous plaît de lire la déclaration du Procurator de conformité CE pour des informations plus détaillées.

Le gant est classé dans la catégorie I pour les risques minimaux et sont conformes aux dispositions de la directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle. Le gant sont conformes à la norme EN 420 Exigences générales pour les gants. Le gant sont conçus pour la manipulation de denrées alimentaires, le nettoyage et pour protéger les gants de la saleté, faible risque et/ou protéger un produit/une personne de l'utilisateur. Avant utilisation, il convient de vérifier si les gants sont appropriés à la tâche prévue. Conservez les gants non utilisés dans leur emballage d'origine. À conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière. Si la conservation est adéquate, les propriétés de résistance du produit sont maintenues jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'emballage. Les gants neufs doivent être soigneusement contrôlés avant utilisation afin de s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés. Si le produit est endommagé, le jeter immédiatement. Gant non réutilisable doit être jeté après utilisation. Les gants

usagés doivent être traités en décharge industrielle contrôlée, conformément aux directives nationales ou locales en vigueur. Les produits en latex peuvent dans certains cas entraîner des allergies. En cas d'irritation cutanée, nettoyez la zone affectée avec du savon doux et de l'eau. Si l'irritation persiste, veuillez consulter un médecin. Les informations relatives à la sécurité, contenues dans la présente fiche d'informations en matière de protection, reposent sur nos connaissances actuelles en la matière. Tout complément d'information peut impliquer des modifications de la fiche, entièrement ou en partie.

ES

EN455-1:2001 Guantes médicos para un solo uso. Parte 1: Requisitos y pruebas para determinar la ausencia de agujeros.

***AQL = nivel de calidad aceptable que indica el porcentaje (o la cantidad) de guantes con fugas por cada cadena de producción.

EN455-2:2009+A1:2011 Guantes médicos para un solo uso. Parte 2: Requisitos y pruebas para determinar las propiedades físicas.

EN455-3:2006: Guantes médicos para un solo uso. Parte 3: Requisitos y pruebas para la evaluación biológica.

EN455-4:2009: Guantes médicos para un solo uso. Parte 4: Requisitos y pruebas para determinar la vida útil.



El guante cumple con las normas CE1935/2004. *Estos guantes están aprobados para su uso con alimentos. La autorización para alimentos no garantiza una manipulación segura de todo tipo de alimentos, ya que en ciertos casos puede existir riesgo de migración entre el material y el alimento. Por favor, leer Procurator declaración CE para obtener información más detallada acerca.

El guante pertenece a la categoría I, de riesgos mínimos y cumplen la normativa europea de la Directiva 89/686/CEE sobre equipos de protección individual. El guante cumplen la normativa EN 420 Requisitos generales para guantes. El guante están diseñados para la manipulación de alimentos y trabajos de limpieza y para proteger las manos de la suciedad, riesgo leve y/o los productos o a las personas del usuario. Compruebe que los guantes son adecuados para el trabajo previsto antes de utilizarlos. Guarde los guantes no utilizados en el paquete original. Guarde los guantes en un lugar fresco y oscuro. Los guantes conservarán sus características intactas, si se guardan de un modo adecuado, hasta la fecha de caducidad indicada en el embalaje. Antes de utilizar guantes nuevos, verifique detenidamente que no presentan daños. Si se detectan signos de daños en el producto, debe desecharse inmediatamente. Guante desechables deben descartarse tras su uso. Los guantes usados deben desecharse de acuerdo con las normativas nacionales o regionales sobre residuos industriales. En algunos casos, los productos de látex pueden provocar alergias. En caso de irritación de la piel, lave la zona afectada con agua y jabón suave. Si la irritación persiste, consulte a un médico. La información de seguridad que aparece en este folleto se basa en nuestro conocimiento actual. Cualquier información adicional puede comportar cambios en partes de la hoja de datos o en su totalidad.