

WORKSAFE

WORKWEAR AND PERSONAL PROTECTION

Disposable Vinyl Examination Gloves

Version Mar 2017

 Category I For minimal risks only

SE Användarinformation för handskar
DK Brugeroplysninger for handsker
NO Brukerinformasjon for handsker
GB User Information for gloves
FI Käyttäjän käsineet

PL Informacja o użytkowniku rękawic
DE Benutzer-Info über Handschuhe
EE Kasutaja Info kindad
FR Informations d'utilisation des gants
ES Información del usuario guantes

DO
MORE.
FEAR LESS.

SE

EN455-1:2001 Engångshandskar för sjukvård - Del 1: Krav samt provning av hållförmåga. AQL= Acceptabel kvalitetsnivå som anger andelen otåta handskar per producerad volym (eller kvantitet). EN455-2:2009+A1:2011 Engångshandskar för sjukvård - Del 2: Krav på och provning av fysikaliska egenskaper. EN455-3:2006 Engångshandskar för sjukvård - Del 3: Krav och provningsmetoder för biologisk utvärdering. EN455-4:2009 Engångshandskar för sjukvård - Del 4: Krav på och provningsmetoder för lagringsegenskaper.



Handsken är i överensstämmelse med EG-förordningarna 1935/2004 och 10/2011. *Dessa handskar är livsmedelsgodkända. Livsmedelsgodkännandet garanterar inte säker hantering av alla typer av livsmedel då migrationsrisk mellan material och livsmedel i vissa fall föreligger. Vänligen läs Procurators EG-försäkring för mer detaljerad information.

Handsken är inordnad i kategori I, för minimala risker och överensstämmelse med bestämmelserna i direktiv 89/686/EEG avseende personliga skyddsutrustningar. Handsken överensstämmer med EN 420:2003+A1:2009 Allmänna fordringar för handskar. Handsken är avsedd för hantering av livsmedel och rengöring samt för att skydda händerna mot smuts, lindrig risk /eller skydda produkt/person från användaren. Undvik kontakt med feta livsmedel! Före användning kontrollera att handsken passar för avsedd arbetsuppgift. Förvara oanvända handskar i originalförpackning. Förvaring i svalt och mörkt utrymme. Vid rätt förvaring är handskens hållbarhet, med oförändrade produkttegenskaper enligt utgångsdatumet som står på förpackningen. Nya handskar bör noggrant kontrolleras så att de är fria från skador innan användandet. Vid tecken på skador ska produkten omedelbart kasseras. Engångshandske ska kasseras efter användning. Använda handskar bör tas om hand enligt riks- eller regionala föreskrifter på kontrollerade industriella avfallsupplag. Materialet i handsken är ej känt för att orsaka allergiska reaktioner. Om hudirritation skulle uppstå, tvätta utsatt område med mild tvål och vatten. Uppsök läkare om irritation kvarstår. Informationen i detta skyddsinformationsblad om säkerhet är baserad på vår nuvarande kunskap. Tillskott av ytterligare information kan innebära ändringar i delar eller hela faktabladet.

DK

EN 455-1:2001 Medicinske engangshandsker – Del 1: Krav til og prøvning af tæthed. AQL = Acceptabelt kvalitetsniveau, som angiver procentdelen af utætte handsker pr. produktionsserie (eller antal). EN 455-2:2009+A1:2011 Medicinske engangshandsker – Del 2: Krav til og prøvning af fysiske egenskaber. EN 455-3:2006: Medicinske engangshandsker – Del 3: Krav og prøvning til biologisk evaluering. EN 455-4:2009: Medicinske engangshandsker – Del 4: Krav og prøvning til lagringsholdbarhed.



Handsken stemmer overens med EF-direktiverne 1935/2004 og 10/2011. *Disse handsker er levnedsmiddelgodkendt. Levnedsmiddelgodkendelsen garanterer ikke sikker håndtering af alle former for levnedsmidler, da der i visse tilfælde foreligger migrationsrisiko mellem materiale og levnedsmiddel. Venligst læs Procurators overensstemmelseserklæring, for mere detaljeret information.

Handsken tilhører kategori I, lavrisiko og overholder bestemmelserne i direktiv 89/686/EEG vedrørende personlige værnemidler. Handsken overholder bestemmelserne i EN 420:2003+A1:2009 Generelle krav til handsker. Handsken er beregnet til håndtering af levnedsmidler og rengøring samt til beskyttelse af hænderne imod snavs, lille risiko og/eller beskyttelse af produkter/personer imod brugeren. Undgå kontakt med fede levnedsmidler. Før anvendelse skal det kontrolleres, at handsken egner sig til den pågældende arbejdsopgave. Ubrugte handsker skal opbevares i originalemballagen. Opbevares mørkt og køligt. Ved korrekt opbevaring er handskens holdbarhed, med uændrede produkttegenskaber, som det fremgår af holdbarhedsdatoen på pakningen. Nye handsker bør kontrolleres omhyggeligt, så de er ubeskadigede før brug. Ved tegn på beskadigelse skal produktet kasseres med det samme. Engangshandske skal kasseres efter anvendelsen. Brugte handsker bør behandles i henhold til nationale eller regionale forskrifter på kontrollerede, industrielle affaldsdeponer. Materialet i handsken er ikke kendt for at fremkalde allergiske reaktioner. Hvis der skulle opstå hudirritation, vaskes det udsatte

område med mild sæbe og vand. Søg læge, hvis irritationen vedvarer. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden. Fremkomst af yderligere oplysninger kan medføre ændringer i hele eller dele af databladet.

NO

EN455-1:2001 Medisinske hansker til engangsbruk - del 1: Krav til og test av at hanskene er uten hull. AQL= Acceptable quality level (akseptabelt kvalitetsnivå) som angir prosentandelen hansker med lekkasje per produksjonskjøring (eller kvantum). EN455-2:2009+A1:2011 Medisinske hansker til engangsbruk - del 2: Krav til og test av fysiske egenskaper. EN455-3:2006: Medisinske hansker til engangsbruk - del 3: Krav til og test av biologisk vurdering. EN455-4:2009: Medisinske hansker til engangsbruk - del 4: Krav til og test av bestemmelse av varighet.



Hansken samsvarer med EG-forskriftene 1935/2004 og 10/2011. *Disse hanskene er næringsmiddelgodkjente. Næringsmiddelgodkjenningen garanterer ikke trygg håndtering av alle typer næringsmidler, siden migrasjonsrisiko mellom materiale og næringsmiddel forekommer i enkelte tilfeller. Venligst les Procurators EF for mer detaljert informasjon.

Handsken er klassifisert i kategori I, for minimal risiko og samsvarer med bestemmelsene i direktiv 89/686/EEG om personlig verneutstyr. Handsken samsvarer med EN 420:2003+A1:2009 Generelle krav til handsker. Handsken er beregnet for håndtering av næringsmidler og til rengjøring, samt for å beskytte hendene mot smuss, liten risiko og/eller beskytte produkt/person mot brukeren. Unngå kontakt med fete næringsmidler! Før bruk må du kontrollere at handsken passer til den aktuelle arbeidsoppgaven. Oppbevar ubrukte handsker i originalpakningen. Oppbevares mørkt og kjølig. Ved riktig oppbevaring er handskens holdbarhet med uforandrede produkttegenskaper som angitt av utløpsdatoen på emballasjen. Nye handsker bør kontrolleres nøye, slik at de er frie for skader før bruk. Ved tegn på skader skal produktet kasseres umiddelbart. Engangshandske skal kasseres etter bruk. Brukte handsker må håndteres i henhold til nasjonale eller regionale forskrifter for industriavfall. Materialet i handsken er ikke kjent for å forårsake allergiske reaksjoner. Hvis hudirritasjon skulle oppstå, vaskes det utsatte området med mild såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Informasjonen i dette verneinformasjonsbladet om sikkerhet er basert på vår nuværende kunnskap. Tillegg av ytterligere informasjon kan medføre endringer i hele databladet eller deler av det.

GB

EN455-1:2001 Medical gloves for single use - Part 1: Requirement and testing for freedom from holes. AQL= Acceptable quality level that indicates the percentage of leaky gloves per production run (or quantity). EN455-2:2009+A1:2011 Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties. EN455-3:2006: Medical glove for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation. EN455-4:2009: Medical glove for single use - Part 4: Requirements and testing for shelf life determination.



The glove is in compliance with the EC1935/2004 and 10/2011. *These gloves are approved for use with foodstuffs. Food approval does not guarantee safe handling of all types of foods as there may be a risk of migration between the material and the food in certain cases. Please read Procurator's EC declaration of conformity for more detailed information.

The glove is graded under category I, for minimal risks and comply with the regulations of Directive 89/686/EEC on personal protective equipment. The glove is in compliance with EN 420:2003+A1:2009 General requirements for gloves. The glove is intended for handling foodstuffs and cleaning, and to protect hands from dirt, slight risk and/or protect products/persons from the user. Avoid contact with fatty foods! Before using check that the glove suits the work task intended. Keep unused gloves in the original packaging. To be stored in a cool dark room. With proper storage the gloves have a shelf-life with unchanged product attributes according to the expiry date on the package. New gloves should be checked carefully to make sure that they are damage-free before being used. If there are signs of damage to the product, discard it immediately. Disposable glove must be discarded after use. Used gloves should be disposed of in accordance with the regulations of national or regional controlled industrial waste deposits. The glove material is not known to cause allergic reactions. If irritation

For further information please contact:

 Procurator AB, P.O. Box 9504, SE-200 39 Malmö, Sweden

SE +46 (0)10 60 40 000
DK +45 761 150 00

NO +47 481 122 22
FI +358 (0) 207 768 501


www.procurator.net

