

# Produktblad

## Desinfektion Balance

Stadsings Desinfektion Balance kan anvendes til desinfektion af alle overflader der tåler vand. Kan også anvendes i automatiske doseringsanlæg. Produktet har en desinficerende effekt mod bakterier, sporer, svampe og virus.

---

### Anvendelsesområder:

Til desinfektion.

---

### Anvendelsesbegrænsninger:

Ingen.

---

### Brugsanvisning:

Opløses i koldt eller varmt vand.

---

### Dosering:

Tøjevask:

40 ml til 10 liter vand (Virketid 5 min)

Afspritning:

625 ml til 10 liter vand (virketid 1 min)

---

### Emballageform:

6 x 1 liter (vrnr. 1415)

4 x 2 ½ liter (vrnr. 30094)

---

### Tilstandsform:

Flydende.

---

### Holdbarhed:

2 ½ år før åbning

1 år efter ibrugtagning.

---

Ved forgiftningstilfælde kan den behandlende læge få oplysninger om produktets indhold, og evt. behandling af forgiftning, ved at rette henvendelse til Giftlinien på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital, telefonnr. 82 12 12 12.